

Neu 2017

orlvision.
innovative medical solutions

RSX Video Rhino Laryngoskop

Die neue Generation – ultra kompakt mit integrierter LED


Weltweit erstes ultra kompaktes Video Rhino Laryngoskop

Integrierte Hochleistungs-LED

AIT CMOS Bildsensor

Bestes Preis-Leistungsverhältnis am Markt

Extrem handlich durch reduziertes Gewicht



Videoendoskop

Made in Germany 

Technische Daten RSX Video Rhino Laryngoskop

Model	RSX
Durchmesser	3,9 mm
Arbeitslängen	310 mm
Sondensteuerung	130°/130°
Bildwinkel	90°
Auflösung	400 x 400 pixel / 160.000 pixel (PAL)
Anschlüsse	S-Video / composite video / USB (optional)
Beleuchtung	Integrierte Hochleistungs-LED
Schutzklasse (Außeneinflüsse)	IP68
Schutzklasse (Elektrik)	Klasse II
MEdizin Produkt-Klasse	1



Sensor
mit präziser Optik

Integrierte LED

Schnittstelle

Power on/off

Sondensteuerung

Auslöseknopf

Status LED

Drucktest



orlvision GmbH

Gewerbestr. 17
D-35633 Lahnau

Tel. +49 (0) 64 41 67 92 98-0
Fax +49 (0) 64 41 67 92 98-99

info@orlvision.de
www.orlvision.de